

## Tubo TUD tapa Azul: Anticoagulante Citrato de sodio



Modelo : -

Tubo TUD tapa Azul: Anticoagulante Citrato de sodio

Fabricante : TUD Sdn Bhd

Son tubos de polipropileno utilizados para extraer, transportar y procesar muestras de sangre equivalente al tubo de vidrio convencional. Todos los tubos estan recubiertos con silicona y partículas de sílice micronizadas para acelerar la coagulación. El sistema para extracción de muestra de sangre TUD está compuesto por un tubo de ensayo, una aguja descartable y un soporte, que se utilizan en conjunto para extraer y analizar muestras de sangre en laboratorios y hospitales.

1.- 3.2% en buffer citrato de sodio

2.- 3.8% Tamponado citrado de sodio

El citrato de sodio se utiliza como un anticoagulante en las transfusiones de sangre desde el año 1914 . Se continua siendo utilizado en tubos de recogida de sangre y para la observación de la sangre en los Bancos de Sangre.

Descripción:

\*Es una marca de Malasia

\*Producto Estéril y al Vacío.

\*Certificaciones CE, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003

\*Entrega rápida y eficiente

\*Alta Calidad a precios razonables

Más información:

<http://www.tud.my/>

---

*Disponibilidad: Este producto ha sido agregado en nuestro catalogo el sábado 26 mayo, 2012*